

CORMIER STREETPANCHRO 400

Charte des temps de développements à 20° Celcius

Révélateur	Dilution	Temps
Pyrocat-HD	1+1+100	16 minutes*
Blazinal/Rodinal	1+25	6 minutes 30 sec.
Blazinal/Rodinal	1+50	12 minutes
Ilfotec HC**	1+31	7 minutes
Ilford ID-11***	stock	7 minutes 30 sec.
Ilford ID-11***	1+1	11 minutes 30 sec.

Technique d'agitation/inversion (*à l'exception du Pyrocat-HD*)

Agitation initiale de 30 secondes ensuite agitation de 10 secondes à chaque minute pour le reste du développement.

* Inversions lentes pour la première minute suivit de 3 inversions à 5, 10 et 15 minutes. Bain d'arrêt à l'eau seulement. Pour le fixateur, un fixateur alcalin au thiosulfate de sodium est idéal.

** Le même temps et la même dilution s'applique pour le Kodak HC-110

*** Le même temps et la même dilution s'applique pour le Kodak D76